

Activité S — Santé, tous métiers

Détail des prompts et pièces jointes par étape

Contexte général à rappeler aux stagiaires avant de démarrer : un protocole d'hygiène des mains vient d'être mis à jour dans l'établissement. L'objectif est de l'adapter à 3 publics différents, puis de produire un compte-rendu de réunion d'équipe, en s'appuyant sur 4 IA différentes.

Étape 1 — ChatGPT : adapter le protocole pour plusieurs profils

Pièce jointe à préparer et à donner aux stagiaires avant l'étape :

- `Protocole_hygiene_mains_v2.pdf` (ou .docx) — un protocole fictif de 1 à 2 pages, avec les 5-6 étapes de friction hydro-alcoolique, les indications (avant/après contact patient, geste invasif...), et la date de mise à jour.

Prompt à saisir dans ChatGPT (le stagiaire joint le PDF) :

Tu es formateur(trice) en hygiène hospitalière dans un établissement de santé (hôpital, EHPAD ou clinique). Voici le protocole d'hygiène des mains mis à jour en pièce jointe.

Adapte-le pour 3 publics différents :

1. **Un nouvel agent en période d'intégration** : version détaillée et pédagogique, qui explique le « pourquoi » de chaque étape.
2. **Un professionnel expérimenté** : version synthétique, type mémo d'une demi-page, uniquement les points de vigilance et les changements par rapport à l'ancien protocole.
3. **Un stagiaire ou étudiant** : support visuel simplifié, avec pictogrammes ou étapes numérotées courtes, et 2-3 questions de vérification de la compréhension à la fin.

Pour chaque version, précise le format de diffusion le plus adapté (affiche, livret, quiz, briefing oral...) et le niveau de vocabulaire utilisé.

Étape 2 — Visualisation du résultat

Pas de nouveau prompt : le stagiaire lit les 3 versions générées par ChatGPT et identifie les différences de ton, de longueur et de format entre les 3 profils.

Étape 3 — NotebookLM : exploiter les protocoles et fiches HAS

Pièces jointes à déposer comme sources dans NotebookLM :

- `Protocole_hygiene_mains_v2.pdf` (le même que ci-dessus)

- `Recommandation_HAS_hygiene_mains.pdf` — une fiche fictive de recommandations HAS/CPias (2-3 pages), avec des chiffres (taux de conformité observés, objectifs) et 2-3 bonnes pratiques citées.

Prompt à saisir dans NotebookLM (après import des 2 documents) :

À partir des deux documents fournis (le protocole interne et la recommandation HAS), identifie les points de convergence et les éventuels écarts entre notre protocole et la recommandation nationale. Propose une synthèse en 5 points maximum, utilisable en réunion d'équipe, qui indique clairement ce qui doit être corrigé ou renforcé dans notre pratique actuelle.

(Astuce : proposer aussi la fonctionnalité audio de NotebookLM pour générer un résumé façon podcast de 3-4 minutes, à écouter en réunion.)

Étape 4 — Visualisation des deux documents / de la synthèse NotebookLM

Pas de nouveau prompt : le stagiaire consulte la synthèse et note les 2-3 écarts identifiés, qu'il réutilisera à l'étape 5.

Étape 5 — Gemini : rédiger un compte-rendu de réunion d'équipe

Pièce jointe à préparer :

- `Notes_reunion_brutes.txt` (ou .docx) — quelques lignes de notes de réunion non structurées et fictives (ex. : « présents : 6 IDE, 1 cadre — discussion sur les écarts hygiène des mains — décision de ré-afficher le protocole — formation prévue le mois prochain... »).

Prompt à saisir dans Gemini (le stagiaire joint les notes brutes + colle la synthèse NotebookLM de l'étape 3) :

Voici des notes brutes prises pendant une réunion d'équipe sur la mise à jour du protocole d'hygiène des mains, ainsi qu'une synthèse des écarts identifiés par rapport aux recommandations HAS. Rédige un compte-rendu de réunion structuré et professionnel, avec : la liste des présents, l'ordre du jour, les points discutés, les décisions prises, les actions à mener avec un responsable et une échéance pour chacune. Utilise un ton neutre et factuel, adapté à une diffusion à toute l'équipe.

Étape 6 — Visualisation du résultat

Pas de nouveau prompt : le stagiaire compare le compte-rendu généré à ses propres habitudes de rédaction.

Étape 7 — Perplexity : recherche de ressources HAS / ARS actualisées

Pièce jointe : aucune — cette étape utilise la recherche web de Perplexity plutôt qu'un document déposé.

Prompt à saisir dans Perplexity :

Recherche les recommandations officielles les plus récentes de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de l'ARS concernant l'hygiène des mains en établissement de santé en France. Donne-moi une liste de 3 à 5 ressources fiables (guides, fiches, campagnes) avec leurs sources, que je peux transmettre à mon équipe pour aller plus loin que notre protocole interne.

Étape 8 — Visualisation du résultat final

Pas de nouveau prompt : le stagiaire compare les sources trouvées par Perplexity à la recommandation HAS fictive utilisée à l'étape 3, et vérifie qu'elles se recoupent.

Récapitulatif pièces jointes à préparer en amont de l'atelier

Fichier	Utilisé à l'étape	Outil
Protocole_hygiene_mains_v2.pdf	1 et 3	ChatGPT, NotebookLM
Recommandation_HAS_hygiene_mains.pdf	3	NotebookLM
Notes_reunion_brutes.txt	5	Gemini
(aucun)	7	Perplexity

Livrable final attendu du stagiaire : un kit de 3 supports adaptés par profil (nouvel agent / professionnel expérimenté / stagiaire) + un compte-rendu de réunion d'équipe structuré.